

日本島津電子天平操作使用說明

MOC63u





SHIMADZU ELECTRONIC BALANCE INSTRUCTION MANUAL

目錄

1.	使用注意事項P3
2.	測定原理說明P3
3.	規格說明P4
4.	主機名稱介紹P5
5.	安裝說明P6
6.	開機設定P7
7.	關機設定P7
8.	重量校正方式
9.	測試模式步驟P9
10	. 單位設定
11	. 自動啟動設定
12	. 設定編號 P21
13	. 設定日期、時間 P21
14	MENU功能鎖定(Lock)設定 P22
15	. 更改(Lock)之密碼(PASS)設定 P22
16	. 輸出設定 · ·····P23
17.	. 輸出間隔時間設定 ······P23

使用上的注意事項

- * 試料一定的溫度以上加熱會產生危險,加熱乾燥的溫度應設定在安全的範圍內.
- * 儀器保管應避開高溫、低溫、高濕、太陽直射、電磁干擾及具腐食性環境等場合.
- * 儀器使用的場合應在水平並少振動的安定場所 ·
- * 儀器移動時,應正放不可傾倒.
- * 應防止掉落或強烈撞擊·
- * 電源線及RS-232C 連接線不可直接拉線,應持連接部.
- * 長時間不使用時,電源開關應關閉,電源線應拔除.
- * 有雷擊的顧慮時,電源開關應關閉,電源線應拔除.
- * 有異味、煙、發火等危險因素產生時,應將電源開關關閉,電源線應拔除,並進行適當 的處理.
- * 切換電源開關時,不可押住操作鍵.
- * 除了指定的鍵以外,不何同時押二個以上的鍵.
- * 機器不可太接近熱源,否則可能產生變形或破損等.

1、 測定原理及特長

- * 採用Unitbloc 技術天秤的心臟部分採用一體成型的重量感測器Unitbloc 技術,其應答 性、溫度特性、對衝擊性的防護佳,對於長期間的水分測定,其可信度極高.
- * 多種的測定模式備有豐富的測定模式,測定試料可依其乾燥特性選用適當的乾燥條件來 測定,備有自動停止、時間停止、急速乾燥、緩速乾燥、步階乾燥及預測乾燥等功能.
- * 可登錄測定條件:具10 組測定條件登錄功能,試料的測定條件可登錄為標準測定條件.
- * 可外接印表機功能(額外配件)可外接印表機,測定過程的水分變化及測定結果可以數 值或圖形方式列印出來.
- * 天秤具校正功能天秤的校正,可符合GLP、GMP、ISO 的要求,並可利用印表機列印出 校正記錄.
- * 水分變化量以數值及刻度表示30 秒內的水分變化量可以數值及刻度表示,測定結束時期 可由目視觀察,便於測定終了的條件依據.

* 蓋上蓋子即可立刻自動加熱量測,無須再按按鍵,操作最方便。

*LED 螢幕上圖示加熱模式及過程,加熱過程一目瞭然最簡單。

*鹵素燈加熱器,加熱快速均匀。

*高秤量高精密度,秤重達60公克;含水率精度達0.01%。

*八種加熱模式滿足各種材料需求,並可將加熱模式加以記憶,每次使用時無須重新設定。*可記憶 100 組量測結果。

*業界最大秤盤尺寸:95mm。

三、 規格

試料重量	0.02~60g 任意取量
最小表示刻度	0.001g
	0.01/0.1%
再線性	測試量重2g 以上 0.15%
	測試量重5g 以上 0.05%
	測試量重10g 以上 0.02%
	(標準試料在標準的測定條件下測定結果)
熱源	直線型鹵素加熱器
消耗電力	400W
溫度設定範圍	50~200℃(間隔1℃) 超過180℃後有時間限制
顯示方式	背光式LCD
秤盤尺寸	直徑95mm
尺寸	W202*D336*H157mm
重量	4kg
操作溫溼度	5~40°C、85%RH 以下
測定模式	自動停止模式
	時間停止模式〔1~240 分鐘連續測試(最長12 小時)〕
	急速乾燥模式(具自動停止及時間停止功能選擇)
	緩速乾燥模式(具自動停止及時間停止功能選擇)
	步階乾燥模式(具5 個步階)
加熱時間設定	1到240分鐘(每分鐘增加)或4到12小時(每小時增加)
外部輸出	RS-232C 傳輸埠、USB
測定條件記憶	10 組
資料記憶體	100
電源	AC100~120 / 220~240V (50/60Hz)
額外附件(選問	輩): 印表機組、鋁萡盤(100 片裝)、RS-232C 傳輸線、USB傳輸線、

溫度校正檢驗器

四、 各部位名稱



5



五、 安裝注意

- 1. 本體設置主機放置的位置應注意不受外界振動及風的影響,應該放在安定的台面上.
- 本體的水平調整本體底部的後方兩側,具有調節高低的脚,利用調節兩脚的高低使 水平器的氣泡進入紅色的圈內.
- 3. 防風盤設置
- 三腳架的設置將三腳小心的放置在天秤的荷重部上,且應將三腳架的圓孔與荷重部 的凸點結合好
- 5. 試料盤的設置將試料盤小心地放置好·加熱部蓋好
- 6. 連接電源線將電源線連接至主機背面的電源插孔·
- 連接印表機(選購配件)若需使用印表機時,請使用印表機專用連接線,印表機的 操作說明請參考印表機的操作說明書.
- 8. 測定開始前,應確認試料盤上沒有其它殘留物,定期的主機本體水平確認,必要時 應再進行調整.



 插上電源後,先出現板本(v1.0.0.00) check、off陸續顯示,停在OFF





鍵後,如下圖

.按下

到安 進

行,使用前60分鐘應先開機進行熱機動作









6. 穩定後,在easy模式下,蓋上加熱上蓋後即可自動啟動加熱,否則需按下 來啟動



7. 待加熱完畢後會出現*畫面如下



- 8. 要跳出時按 即可回開機後畫面
- 9. 打開加熱上蓋更換新的sample pan





設定項目	設定中的顯示	内容
	Program NO. () \sim 9	測定條件及保存區的選擇,保存區為0~9
PROGRIM	(測定條件0~9)	共10 個可供使用・
		30 秒間的水分變化量低於設定的自動停
	AUT (AUTO 日動候以)	止條件值以下時,測定即終了·
	TIM (TIME 時間模式)	測定時間到達設定的時間時,測定即終了.
		30 秒間的水分變化量,在不低於設定的數
MODE	RPD (RAPID 快速模	值時,以急速乾燥溫度(200℃)進行乾燥,
(加熱模式)	I)	當水分變化值低於設定值時,則以設定溫
		度進行乾燥・
	SLW (SLOW 緩速模	利用較緩慢的乾燥溫度提昇來替代正常的
	式)	測定
	STP (STFP + 限档式)	最多具3階段,各階段的乾燥溫度及測定時
	」 SII (SILI 少阳(乐八)	間都可設定・



可自由設定加熱溫度及停止條件(時間停止或自動停止),當測到含水變化量△M小於自行 設定值或加熱時間到設定值時即自動停止加熱



Time模式設定:

可自由設定加熱溫度及停止條件(時間停止),當加熱時間到自行設定值時自動停止加熱



Rapid快速模式設定:

可自由設定加熱溫度及停止條件(時間停止或自動停止),分為二階段加熱

第一階段快速加熱到200℃時,當測到含水變化量ΔM小於自行設定值時即自動停止加熱 否則進到第二階段,可選擇含水變化量ΔM或加熱時間條件測試,當測到含水變化量ΔM 小於自行設定值或加熱時間到設定值時即自動停止加熱





Slow慢速模式設定:

可自由設定加熱溫度及停止條件(時間停止或自動停止)加熱溫度緩慢升溫到設定溫度 後,當測到含水變化量^{△M}小於自行設定值或加熱時間到設定值時即自動停止加熱



Step三階段模式設定:

每階段皆可自由設定加熱溫度及停止條件(時間停止或自動停止) 當測到含水變化量ΔM小於自行設定值或加熱時間到設定值時即自動停止加熱





十、 單位設定



W:測量前含水重量

D:乾燥後重量

M=W-D







2.點選連接埠,點其 USB 裝置右鍵"內容" 3.點選連接埠設定,選傳輸位元 1200, 需和電子天秤一樣

品。装置管理員	Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM4) 內容 ? 🔀
檔案(F) 執行(A) 檢視(Y) 說明(H)	
□ ■ NATHAN-PC □ DVD/CD-ROM 光碟機 □ IDE ATA/A TAPI 控制器 □ ● □ DATHAN-PC □ □ □ IDE ATA/A TAPI 控制器 □ ● ● ●	每秒傳輸位元 图: 1200 ▼ 資料位元 D: 8 ▼ 同位檢查 @: 無 ▼ 停止位元 ③: 1 ▼ 流量控制 @: 無 ▼ 進階(△) 還原成預設值 ®
開啓目前所選選項的內容表。	11111111111111111111111111111111111111

4.按"開始"並進入"控制台"並點選"協助工具選項"

▶ 控制台					■ 5.點選"一般",下圖中紅色圈圈方塊打勾,點選
檔案(E) 編輯(E) 檢視(Y) 我的最愛(A)	工具(I) 說明(H)			1	設定。6.連接埠選擇 "COM4,傳輸速率選
③上一頁 · ◎ · 👌 🔎 搜尋	i 🕼 資料夾 🛄 •				"1200",按游空。
網址 ◎ ▶ 控制台					1200 / 投催足。
					協助工具選項 ? ×
▶ 切換到類別目錄檢視	000使用者 Symantec 帳戶 LiveUpdate (Windows Windows防 CardSpace 火牆	「工作列和[日期和 開始]功…	時間印表機和傳真	序列鍵設定 ? 🔀
諸参問 《 Windows Update の) F96日本 #E	●	し L L <thl< th=""> <thl< th=""> <thl< th=""> <thl< th=""></thl<></thl<></thl<></thl<>	系統管理工使用者	度戸 協助工具選 項	諸選擇要連接其他輸入裝置的連接埠。
W BUJJICE	一部 一	線網路安 郵件	新增或移除 新增研	開始では	序列連接埠(S): 傳輸速率(B):
					COM4
ġ	器料夾選項 資訊安全中 過 心	戲控制器 電源選項	電話和數據 網路這 機選項	基線 網際網路選 項	
	新音 教音及音訊	参 凝盤 願示			確定 取消
	ΛE.				序列鍵裝置 序列鍵裝置可提供替代的鍵盤及滑鼠功能。
					▶ 使用序列鍵(公) 設定(2)
					- 系統管理選項
					▼ 套用設定至登入桌面(0)
					✓ 對於新使用者,所有設定均套用預設值(D)
					確定 取消 套用(A)

7.先點選"套用(A)" 在點選"確定"即完成設定。

協助工具選項 🛛 🛜 🔀	協助工具選項 ? 🔀		
鍵盤 音效 畫面 滑鼠 一般 自動重設 □ 二 在間置超過下面時間後,就關閉[協助工具]功能(丁): 5 分鐘 5 分鐘 通知 □ 啓動功能時,請發出警告訊息(①) □ 啓動功能時,請發出警告訊息(①) □ □ 啓動或關閉功能時,請發出警告訊息(①) □ 序列鍵裝置 序列鍵裝置可提供替代的鍵盤及滑鼠功能。	 鍵盤 音效 畫面 滑鼠 一般 自動重設 在間置超過下面時間後,就關閉[協助工具]功能(T): 5分鐘 通知 酪動功能時,諸發出警告訊息(G) 酪動或關閉功能時,諸發出聲音(S) 序列鍵裝置 序列鍵裝置可提供替代的鍵盤及滑鼠功能。 		
 ☑ 使用序列鍵(L) ※理選項 ◎ 浅 (設定至登入真面(Q)) ◎ 對 新使用者,所有設定均套用預設値(D) 確定 取消 套用(A) 	 ♥ 使用序列鍵(L) 系統管理選項 		

注意:

速率 1200 為天平原廠預設值,您也可以做以下設定:

"300" "1200" "2400" "9600"∼ "38400"BPS

但此時天平也需要更改為和電腦端同樣的傳輸速率 (原廠設定為1200)。

★注意:可選擇 傳輸連接埠"COM1" "COM2" "COM3" "COM4"...等連接 傳輸速率"300" "600" "1200" ~ "38400" BPS 傳輸,更改時天平也需要 更改為一樣的傳輸速率 (請參考英文或中文使用手冊中樹狀設定圖表)